



Support



Firmeza para  
un descanso perfecto

# ADAPTA 5

## Disfruta el máximo descanso con el colchón Adapta 5

Parte de la Línea Support, proporciona más puntos de apoyo entregando así un soporte superior. Su diseño clásico con relleno exclusivo entrega una suavidad que se adapta a las curvas de a tu cuerpo.

**FLEX GROUP**

CHILE • BRASIL • ESTADOS UNIDOS • ESPAÑA • REINO UNIDO • PORTUGAL • CANADÁ • CUBA



*Duermo bien, me siento Flex*





# ADAPTA 5



Producto con telas suaves al tacto, que proporcionan un gran confort en el dormir, con zonas de descanso diferenciadas. Su mayor beneficio es la adaptabilidad, firmeza y confort.

## TAMAÑOS

- 1 Plaza 90 x 190 x 26 cm.
- 1,5 Plaza 105 x 190 x 26 cm.
- 1,5 Plaza Box 105 x 200 x 26 cm
- 2 Plazas 150 x 190 x 26 cm.
- 2 Plazas Box 150 x 200 x 26 cm.
- King 180 x 200 x 26 cm.

## CARACTERÍSTICAS

### Resortes:

LFK Firmeza, con templado electrónico.

### Marco:

Marco perimetral de espuma fusionada D-75 y espuma D-30.

### Acolchado:


Napa hipoalergénica y lámina de espuma Voluting "Air Flow" que ayuda con la ventilación interna del colchón evitando la proliferación de ácaros, además otorga confort y suavidad. Tela algodónada, tejido de punto.

### Relleno:

Combinación de láminas de espuma D-18 y espuma D-24, pañete termofijado que funciona como aislante y cubre la carcasa de resortes para un mayor cuidado de las espumas.

### Tipo de Colchón:

One Side.



## ACOLCHADO

- A** Tela de punto
- B** Napa hipoalergénica
- C** Lámina de voluting (Air Flow)
- D** Lámina de polieter D-18
- E** Tela no tejida

## RELLENO

- F** Lámina de polieter D-24
- G** Lámina de polieter D-18
- H** Pañete termofijado indeformable
- I** Marco perimetral de espuma D-30 y D-75
- J** Carcasa LFK "Firmeza"
- K** Pañete termofijado indeformable
- L** Lámina de polieter D-18



LFK



SORTEO  
FIRME



ONE  
SIDE



ATRACTIVAS  
TELAS

Para un correcto uso y cuidado de tu equipo de descanso, debes girar (si es One side) o voltear (si es Dual side) tu colchón cada 15 días los 3 primeros meses, luego de eso basta con hacerlo solo 1 vez al mes.